

GUIDE RÉFÉRENCES

POUR GANTS DE BOÎTE À GANTS PIERCAN

REFERENCE GUIDE FOR PIERCAN DRY BOX GAUNTLETS



Pour trouver la référence du gant qui correspond à vos besoins, il vous suffit de procéder par étape.

In order to find the suitable reference in the PIERCAN catalogue, use the following guide.


1 TROUVEZ LES 2 PREMIERS CHIFFRES DE LA RÉFÉRENCE

FIND THE FIRST TWO DIGITS OF THE REFERENCE

Le choix de la forme et du diamètre du rond de gant vous donneront les deux premiers chiffres de la référence. Mesurez le diamètre de votre rond de gant et reportez-vous au tableau ci-contre.

The first two digits of the reference correspond to the glove shape and port diameter. Measure the port diameter and refer to the opposite tables.

Forme Shape	Diamètre du rond de gant Port diameter						
	136mm 5"	156mm 6"	186mm 7"	220mm 8"	250mm 10"	300mm 12"	350mm 14"
AMBIDEXTRE - AMBIDEXTROUS							
Conique Conical		10	13 16	12 18	85	97	96
Conique sans poignet (boîtes en surpression) Conical without wrist (positive pressure box)		15				94	
Téléscopique Telescopic	14 64						
Téléscopique (poignet large) Telescopic (large wrist)	54		56				
Cylindrique Cylindrical	34						
ANATOMIQUE - ANATOMICAL							
Conique Conical		20	22	28			
Téléscopique Telescopic	24						




2 CHOISISSEZ LA LONGUEUR DE VOTRE GANT

SELECT THE LENGTH OF YOUR GLOVE

Il y a essentiellement deux longueurs pour les modèles les plus courants : 750 et 800 mm (longueurs standards). Pour les autres modèles, merci de nous consulter.

Two lengths are basically available for the most common models: 750 and 800 mm (standard lengths). For other lengths, please contact us.



Duquessa d'Orleans, 46 B-3
Barcelona 08034
Tel.: +34 93 322 06 36
Fax: +34 93 441 65 90
info@tiselab.com
www.tiselab.com

3

CHOISISSEZ LA MATIÈRE

SELECT THE MATERIAL

Caoutchouc naturel	: H
Néoprène	: C
Néoprène antistatique	: CA
Butyl hautes propriétés	: BHP
Butyl hautes propriétés/CSM	: BHP/Y
CSM*	: Y
Polyuréthane	: PUR
Polyuréthane/CSM	: PUR/Y
Polyuréthane chargé sans plomb	: PURCHSP
EPDM noir	: Eb

*anciennement : Hypalon®

Natural rubber	: H
Neoprene	: C
Antistatic Neoprene	: CA
Butyl High Properties	: BHP
Butyl High properties/CSM	: BHP/Y
CSM*	: Y
Polyurethane	: PUR
Polyurethane /CSM	: PUR/Y
Loaded polyurethane	: PURCHSP
Black EPDM	: Eb

*previously : Hypalon®




4

CHOISISSEZ LA TAILLE

SELECT THE SIZE

De façon générale, les tailles disponibles dépendent des matières et du modèle de gant choisi.
 Sizes generally depend on the material and the glove model.

Forme Shape	Caoutchouc Naturel et Néoprène Natural Rubber and Neoprene	Autres matières Other materials
10000	7 - 8 - 9 - 10	7,5 - 8,5 - 9 ^{1/2}
12000	6 - 7 - 8 - 9	-
13000	7 - 8 - 9 - 10	7,5 - 9,5
14000	7 - 8 - 9 - 10	-
15000	9	-
16000	-	10
18000	8 - 9 - 10	8,5 - 9,5 - 10,5
20000	7 - 8 - 9	7,5 - 9,5
22000	6 - 7 - 8 - 9	7,5 - 8,5 - 9,5
24000	6 - 7 - 8 - 9	-
28000	8 - 9 - 10	8,5 - 9,5 - 10,5
34000	-	7,5 - 9,5
54000	-	9,5
56000	-	10
64000	-	10
85000	-	10
94000	10	-
96000	-	9,5
97000	9	8,5 - 9 - 10,5



5

CHOISISSEZ L'ÉPAISSEUR

SELECT THE THICKNESS

PIERCAN propose essentiellement deux épaisseurs : 4/10 et 6/10 mm.


Two thicknesses are basically available : 4/10 and 6/10 mm (15 mil and 24 mil).

Marquage des gants

Le marquage qui suit la référence sera constitué d'un numéro d'affaire (FRD40714) suivi d'un numéro de lot (1402) et d'une date de péremption (28/02/2017).

Gloves printing

Following information will be printed after the glove reference : the case number (FRD40714), the lot number (1402) and the expiry date (28/02/2017).



PIERCAN SAS

11-11 bis rue Charbonnel 75013 PARIS

Tél +33 (0)1 45 88 66 27 - Fax +33 (0)1 45 80 98 30 - Email piercan@piercan.fr - www.piercan.fr